

LD Labor Trockenschrank



Hauptvorteile:

- Trockner zum Trocknen von textilen Mustern wie Garn, Faser oder Gewebe (z.T. bessere Labor-Produktionsübertragung mit unseren Spannrahmen).
- Temperatur einstellbar zwischen Raumtemperatur und 200 °C.
- Schnelles Aufheizen, da mit 6 kW Heizelementen ausgestattet.
- Grosser Innenraum.
- Einfache Bedienung.
- Solide und kompakte Tischkonstruktion.
- Plug and play (nur elektrischer Anschluss wird benötigt).
- Exzellentes Preis- / Leistungsverhältnis.



Spezifikation:

Abmessungen (B x T x H):	820 x 630 x 540 mm
Kammer-Grösse (B x T x H):	400 x 400 x 350 mm
Trocknungstemperatur:	bis 200°C
Maschinengewicht:	80 kg
Leistungsaufnahme:	6 KW
Spannung:	Einphasig 230 V, 50 Hz

LAB 106.0 d