

# ICI Pilling-Tester



## Hauptvorteile:

- Funktion: Schnelles Erzeugen des Pilling-Effektes auf Textilien in einem Bruchteil der Zeit verglichen mit normaler Abnutzung.
- 2 Positionen für Mustertests.
- Elektronischer digitaler Zähler.
- Geschwindigkeit: 60 UpM.
- Zähler einstellbar von 1 bis 99999.
- Normen: ISO 12945-1, BS 5811
- Ansprechende und robuste Tischausführung
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.



## Spezifikation:

Anzahl Pilling-Kasten:	2
Innenmasse der Kasten:	325 x 235 x 235 mm
Rotationsgeschwindigkeit:	60 UpM
Rotationszähler:	1 ... 99999
Spannung:	1-phasig 230 V, 50/60 Hz, 100 W
Gewicht:	33 kg

LAB 108.0 d