

# Labor Foulard LDP



## Spezifikation:

LDP-1	Walze aus hochwertigem NBR Gummi
LDP-2	Walze aus Hypalon® Gummi
Walzendruck:	0.1 - 0.8 Mpa (1 - 8 bar)
Walzenlänge:	400 mm
Walzendurchmesser:	200 mm
Walzenhärte:	ca. 70° A
Gewicht der Maschine:	ca. 100 kg
Abmessungen (L x B x H):	820 x 600 x 490 mm
Stromversorgung:	380 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	750 W
Stromstärke:	5 A

LAB 111.0 d