

Lichtkabinen QC 4100, 4200, 4300



Hauptvorteile:

- Funktion: Bewertung von Farbtönen von Textilien, Anstrichen, Plastik, Verpackungen, Papier, etc.
- Vielseitig, da ausgerüstet mit den 4 meistverwendeten Lichtquellen.
- Ansprechende und robuste Tischausführung.
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.



Ausführung:

- Gehäuse platingrau U010.
- Optional erhältliches Untergestell aus eloxiertem Aluminium.
- Lampen nach ISO-Norm.
- Spannung 220 V, 1-phasig.

Typen:

QC 4100: 700 x 400 x 500 mm, ausgerüstet mit:

- 1 x Normlicht A - 150 W
- 2 x D65 - 18 W
- 2 x TL84 - 18 W
- 1 x UV - 18 W

QC 4200: 1280 x 800 x 800 mm, ausgerüstet mit:

- 2 x Normlicht A - 300 W
- 2 x D65 - 36 W
- 2 x TL84 - 36 W
- 2 x UV - 36 W

QC 4300: 1580 x 800 x 800 mm, ausgerüstet mit:

- 2 x Normlicht A - 300 W
- 2 x D65 - 58 W
- 2 x TL84 - 58 W
- 2 x UV - 36W

LAB 114.0 d